

## ¿Cómo medimos y sabemos cuánto dolor siente usted?

Los profesionales de la Unidad de Dolor Agudo Posoperatorio (UDAP) lo revisarán mientras esté tomando analgésicos.

Le pedirán que usted califique su dolor en una escala del 0 al 10. El 0 significa que no siente ningún dolor, 5 quiere decir que su dolor es moderado, y 10 que siente el peor dolor imaginable.



## ANALGESIA CONTROLADA POR EL PACIENTE (PCA)

Sistema de infusión para el tratamiento del dolor.



Enfermería Bloque Quirúrgico

### Información y dirección

Hospital San Juan de Dios del Aljarafe  
Av. San Juan de Dios s/n  
41930 Bormujos (Sevilla)

Teléfono: 955 05 05 50  
Página web:


[www.hsjda.es](http://www.hsjda.es)



## ¿Qué es la analgesia controlada por el paciente?

Es una técnica que consiste en la autoadministración de fármacos analgésicos por diferentes vías (intravenosa, epidural, y nervio femoral), a través de una bomba de infusión continua que administra una dosis extra (predeterminada por el profesional sanitario) y que puede ser activada por el propio paciente mediante un pulsador.

### Vía Epidural



### Vía Nervio Femoral



### Vía Intravenosa



## ¿Cuándo puedo darme una dosis extra?

Siempre que tenga dolor y haya transcurrido el tiempo necesario entre bolo (cantidad administrada cuando el paciente pulsa el botón) y bolo.



## ¿Cuánto tiempo ha de pasar entre bolo y bolo?

El tiempo lo determinará el anestesista, en función del tipo de medicación, dosis y vía de administración.

## ¿Cómo sé si ha transcurrido el tiempo necesario para volver a pulsar el botón?

Tan sólo debe fijarse en las indicaciones del propio dispositivo:

 **Luz verde: Puedo pulsar el botón.**

 **Luz Roja: Espere.**

## ¿Cómo puedo administrarme un bolo?

Usted dispondrá de un pulsador con un botón que irá conectado a la bomba mediante un cable. Tan sólo debe pulsarlo siguiendo las anteriores indicaciones.

## ¿Si no pulso el botón, no recibiré analgesia?

La bomba (PCA) ofrece una infusión continua para tratar el dolor. El bolo es algo puntual para cuando usted tenga sensación de que el dolor aumenta.

## ¿Qué ocurrirá si la bomba se acaba, se queda sin batería o se dobla un cable?

No se preocupe, la bomba tiene un sistema de alarma, que avisa en tales casos mediante un sonido agudo.

Los profesionales sanitarios que están a su cuidado atenderán estas incidencias.